

**Protokollnotiz zum Katalog
(Anlage 1 zum Grundvertrag nach § 115 b SGB V)**

**- Ambulantes Operieren und stationsersetzende Eingriffe
im Krankenhaus -**

zwischen

1. dem AOK-Bundesverband, Bonn
dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Essen
dem IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach
der See-Krankenkasse, Hamburg
dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Kassel
der Bundesknappschaft, Bochum
dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V., Siegburg
dem AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V., Siegburg
gemeinsam

und

2. der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

sowie

3. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Berlin

Einige der im Katalog zum Vertrag nach § 115 b SGB V, Abschnitt 1 genannten OPS-Kodes wurden bisher nicht in den EBM aufgenommen.

Die Vertragspartner stimmen daher überein, dass die nachfolgend genannten Leistungen des Vertrages nach § 115 b SGB V noch in den EBM aufgenommen werden sollen. Die Abrechenbarkeit der Leistungen ist erst nach Aufnahme in den EBM möglich.

OPS-Kode	OPS-Text
5-377.30	Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
5-787.k3↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal
5-787.k7↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal
5-787.km↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft
5-787.m2↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Humerusschaft
5-787.mk↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia proximal
5-787.mm↔	Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibiaschaft
5-790.m6↔	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Radius distal
5-793.m6↔	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Radius distal
5-794.m6↔	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Radius distal

